

OPHÆNGS-KULISSEKLØR TIL
DROPSTATIVER, IT OG MEDICOTEKNISK Udstyr
EU DIN standard til 10x25 mm.

JBMEDICO



JB 144-03-20

Kulisseklo, bred model, 2 stk. kuglelås med adapterbeslag og messingbøsning med Ø20 mm. hul.

Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: JB 144-03-20
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)
Farve: H-151 "Satin Aluminium"
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:
61,5 mm. x 110 mm. x 64,2 mm.
Vægt: 551 gram
Minimum salg: 2 stk.



JB 147-03-20

Kulisseklo, smal model, 1 stk. kuglelås, adapterbeslag og messingbøsning med Ø20 mm. hul.

Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: JB 147-03-20
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)
Farve: H-151 "Satin Aluminium"
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:
61,5 mm. x 64 mm. x 64,2 mm.
Vægt: 395 gram
Minimum salg: 2 stk.



JB 045-03-20

Kulisseklo smal model, låses vha. 2 stk. pinolskruer, adapterbeslag og messingbøsning med Ø20 mm. hul.

Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: JB 045-03-20
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)
Farve: H-151 "Satin Aluminium"
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:
61,5 mm. x 45 mm. x 64,2 mm.
Vægt: 384 gram
Minimum salg: 4 stk.



KONTAKT INFO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361